

CONTEC

Stock Code:300869



CẢI THIỆN NHỊP SỐNG BẰNG CÔNG NGHỆ



MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN CMS8000

Contec Medical Systems Co.,Ltd.

ADD:No.112 Qinhuang West Street, Economic & Technical Development Zone,
Qinhuangdao, Hebei Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Tel: +86-335-8015430

Fax: +86-335-8015588

E-mail: cms@contecmed.com.cn

Website: <http://www.contecmed.com>


CONTEC reserves the right of product appearance, specifications and function modification and updating,
without prior notification. CMS2.782.034EXC*1.5 1.4.03.11.685



MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN

Patient Monitor

CMS8000



Phân tích
nhịp tim



Hiển thị ECG 7 đạo trình
trên 1 màn hình



Giao diện đa
ngôn ngữ



Thiết kế không quạt



Điều chỉnh được
âm lượng



Xem lại dạng sóng

Monitor theo dõi bệnh nhân Contec CMS8000 có các chức năng đa dạng có thể được sử dụng để theo dõi lâm sàng cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh. Người dùng có thể chọn cấu hình tham số khác nhau theo các yêu cầu khác nhau. Màn hình LCD màu 12,1", hiển thị ngày và dạng sóng thời gian thực. Màn hình có thể kết nối với hệ thống giám sát trung tâm thông qua mạng không dây hoặc có dây.

Thiết bị này có thể theo dõi các thông số như ECG, RESP, NIBP, SpO2 và TEMP kênh đôi, v.v. Pin bên trong có thể thay thế, thuận tiện cho việc di chuyển của bệnh nhân.

CHỨC NĂNG

Các thông số tiêu chuẩn: ECG, RESP, SpO2, PR, NIBP, TEMP hai kênh

- ◆ ECG Nhịp tim (HR)
dạng sóng ECG;
Hội chứng loạn nhịp tim và phân tích STR
- ◆ RESP Nhịp hô hấp (RR)
Dạng sóng nhịp hô hấp
- ◆ SPO2 Nồng độ oxy bão hoà trong máu (Spo2)
Dạng sóng biến thiên thể tích (PLETH)
Nhịp mạch (PR)
Biểu đồ thanh.
- ◆ NIBP Áp suất tâm thu (SYS), áp lực tâm trương (DIA)
Áp suất trung bình (MEAN)
- ◆ TEMP T1, T2, TD
- ◆ IBP CH1: SYS, DIA, MAP
(tùy chọn) CH2: SYS, DIA, MAP
Dạng sóng IBP
- ◆ CO2 EtCO2
(tùy chọn): InsCO2
AwRR

Nó có các chức năng đa dạng, như báo động bằng âm thanh và hình ảnh, lưu trữ và đầu ra dữ liệu xu hướng, đo lường NIBP, đánh dấu sự kiện báo động và tính toán nồng độ thuốc.

TÍNH NĂNG

- ◆ Màn hình LCD màu 12,1", giao diện đa ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Hà Lan, tiếng Nga, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Tây Ban Nha (EU), tiếng Ba Lan, tiếng Pháp, tiếng Kazakhstan, tiếng Séc, tiếng Trung Quốc, Tây Ban Nha (MX), Bungari, Chiese, Ukraine)
- ◆ Thiết kế không quạt, yên tĩnh, tiết kiệm năng lượng và sạch sẽ, giúp giảm khả năng lây nhiễm chéo.
- ◆ Màn hình phù hợp thao đổi cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh.
- ◆ Thao tác nhanh chóng bằng các phím và núm.
- ◆ Hiển thị đồng bộ dạng sóng tối đa 8 kênh
- ◆ Hiển thị dạng sóng ECG 7 đạo trình, hiển thị dạng sóng ECG theo tầng.
- ◆ Công nghệ SpO2 kỹ thuật số, khả năng chống chuyển động và chống ánh sáng xung quanh
- ◆ Chức năng phân tích biến thiên nhịp tim (HRV).
- ◆ Chế độ đo NIBP: Manual / AUTO / STAT, lưu trữ dữ liệu NIBP 4800 nhóm.
- ◆ Xem lại 72 sự kiện cảnh báo của tất cả các thông số và 60 sự kiện cảnh báo rối loạn nhịp tim.
- ◆ Tính toán nồng độ thuốc và chức năng bảng chuẩn độ.
- ◆ In một chạm của đồ thị xu hướng.
- ◆ Kết nối với Hệ thống giám sát trung tâm bằng 3G, Wi-Fi hoặc chế độ có dây.
- ◆ Sử dụng nguồn AC / DC, pin lithium có thể sạc lại tích hợp để đạt được sự giám sát không bị gián đoạn.
- ◆ Đơn vị phẫu thuật tần số cao, chống khử rung tim (cần có khách hàng tiềm năng đặc biệt)